


ТАБЛИЦА РАЗМЕРОВ VenoTrain® micro, VenoTrain® business, VenoTrain® soft

		ДЛИНА ОКРУЖНОСТИ		S		M		L		XL	
		СТАНДАРТ	ПЛЮС	СТАНДАРТ	ПЛЮС	СТАНДАРТ	ПЛЮС	СТАНДАРТ	ПЛЮС		
		сТ	до 85		до 90		до 100		до 120		
		сН	до 95		до 105		до 120		до 140		
Длина cG		Удерживающая резинка широкая*	51 – 57	59 – 66	56 – 63	62 – 69	60 – 67	66 – 74	63 – 71	71 – 80	
		Удерживающая резинка стандартная	45 – 51	52 – 59	49 – 56	55 – 62	53 – 60	58 – 66	55 – 63	62 – 71	
		Трикотажный край, АТ, удерживающая резинка**	45 – 57	52 – 66	49 – 63	55 – 69	53 – 67	58 – 74	55 – 71	62 – 80	
		сF	40 – 52	43 – 55	43 – 55	46 – 60	45 – 59	50 – 64	49 – 63	52 – 68	
		сE	33 – 40	36 – 44	35 – 43	39 – 49	38 – 48	42 – 53	42 – 53	47 – 58	
		сD	29 – 35	32 – 38	32 – 38	35 – 42	34 – 42	37 – 45	37 – 45	41 – 49	
		сC	31 – 37	34 – 40	34 – 40	37 – 44	37 – 45	39 – 47	40 – 48	43 – 51	
		сB1	25 – 29	27 – 31	27 – 32	29 – 34	29 – 35	31 – 37	32 – 38	34 – 40	
		сB	20 – 22		22 – 25		25 – 28		28 – 31		
		сY	29 – 33		31 – 35		34 – 40		37 – 44		
		сA	19 – 24		22 – 27		25 – 31		28 – 35		

Длина cG

short 61 – 70

long 70 – 80

Тип AG, AT

Длина cD

short 35 – 40

long 40 – 46

Тип AD

* Широкая удерживающая резинка с микропузырьками для комфортной посадки VeroTwin micro

* Широкая удерживающая резинка с узелками не входит в комплект поставки VenoTrain micro

** Удерживающая резинка Деликатное кружево и удерживающая резинка Микроузелки для VenoTrain micro

Данные системы размеров в см